


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Cd163L1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Nr16

Артикул: CM0015907



### введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CD163L1 (M160), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и крысиным белками. Идеально подходит для изучения функции скавенджер-рецепторов и биологии макрофагов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CD163L1 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Примечания/Псевдоним      | WC1; M160; STAR; CD163B; SCAR12; CD163L1                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)          | 283316                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 283316                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-550 человеческого CD163L1 (NP_777601.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Крыса                                                                                                                                   |
| SWISS                     | Q9NR16                                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 159кДа                                                                                                                                  |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                          |