


Поликлональное Антитело Anti-Cd26/Dpp4 Для Wb И Ифа — P27487

Артикул: CM0020984



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CD26/DPP4, валидированное для WB и ИФА, с перекрёстной реактивностью с белком крысы. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток и дипептидилпептидазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CD26/DPP4
Примечания/синонимы	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Вид	Человек
GeneID (человек)	1803
GeneID	1803
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 29-766 человеческого CD26/DPP4 (NP_001926.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	P27487
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом