


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cd30 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P28908

Артикул: CM0026903



введение

Поликлональные кроличьи антитела к CD30 (P28908), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на материале человека. Иммуноген — синтетический пептид из аминокислотных остатков 500-595. Идеально подходит для исследований активации лимфобластов и регуляции роста клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD30 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CD30; Ki-1; D1S166E
Вид	Человек
ID гена (человек)	943
ID гена	943
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-595 белка CD30 человека (NP_001234.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28908
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	С ледяным пакетом