

Моноклональное Антитело Anti-Cd326/Ерсam Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99Jw5

Артикул: CM0005819

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD326/EpCAM, валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком. Подходит для исследования эпителиальной адгезии, мукозального иммунитета и биологии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD326/EpCAM кроличье мКАТ
Примечания/Алиасы	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsdl1; GA733-2; Tacstd1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4072
GeneID	17075
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-266 мышиного CD326/EpCAM (NP_032558.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99JW5
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом