

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd35 Для Вестерн1-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P17927

Артикул: CM0007907



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD35/CR1 (P17927) для исследований комплемента. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА; нацелено на рецептор иммунной адгезии в системе врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD35 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	KN; C3BR; C4BR; CD35
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1378
ID гена	1378
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 901-1095 человеческого CD35 (NP_000564.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17927
Молекулярная масса белка	224 кДа
Условия доставки	С охлаждающими элементами