

Моноклональное Антитело Против Cd351/Fcαr Для Elisa, If/Icc, Fc - Q8Wwv6

Артикул: CM0009493

введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD351/FCAMR (рецептор Fc альфа/мю). Валидировано для ELISA, IF/ICC и проточной цитометрии, подходит для исследований иммунного ответа и диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD351/FCAMR Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcα/muR
Вид	Человек
GeneID (человек)	83953
GeneID	83953
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-450 человеческого CD351/FCAMR (Q8WWV6-1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ELISA, IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WWV6
Молекулярная масса белка	24kDa/46kDa/57kDa
Доставка	В термосумке со льдом