

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cd36/Sr-B3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P16671

Артикул: CM0005917



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-CD36/SR-B3 для исследований транспорта жирных кислот, воспалительного ответа и ангиогенеза. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD36/SR-B3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FAT; GP4; GP3B; GPIV; CHDS7; PASIV; SCARB3; BDPLT10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	948
ID гена	948
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-439 человеческого CD36/SR-B3 (NP_000063.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ на парафиновых срезах, ИГХ на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16671
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом