

Поликлональная Кроличья Антитело Против Cd3E Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07766

Артикул: CM0013011



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого CD3E, валидировано для ВБ, ИГ-ГП, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагирует с CD3E мыши и крысы. Подходит для исследований сигналинга Т-клеточного рецептора, адаптивного иммунитета и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к антигену CD3E
Примечания/алиасы	ТЗЕ; TCRE; IMD18; CD3epsilon; антиген CD3E
Вид	Человек
GeneID (человек)	916
GeneID	916
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 111-207 человеческого CD3E (NP_000724.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-ГП, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	С пакетом льда