

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd3G Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P09693

Артикул: CM0010022



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD3G (гамма-цепь CD3). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Идеально для исследований передачи сигналов Т-клеточного рецептора, адаптивного иммунитета и активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD3G Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Вид	Человек
ID гена (Человек)	917
ID гена	917
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-116 человеческого CD3G (NP_000064.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09693
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом