

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd44 Для Wb, If/Icc, Fc, Ифа - P15379

Артикул: CM0007275



введение

Высокоэффективные кроличьи моноклональные антитела против CD44, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), проточной цитометрии (FC) и иммуноферментного анализа (ИФА). Распознают мышиный CD44 — ключевой рецептор, участвующий в клеточной адгезии, миграции и хоминге Т-лимфоцитов. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против CD44
Примечания/Альтернативные названия	Ly-24; Pgp-1; HERMES; CD44
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	960
GeneID	12505
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 23-176 мышиногo CD44 (NP_033981.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Холодовой пакет