


Кроличья Моноклональная Антитела К Cd59 Для Вб, Ифа - P13987

Артикул: CM0010989



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела против человеческого CD59 (протектин) для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований регуляции комплемента и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD59 кроличья мкАнт
Примечания/Альтернативные названия	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Вид	Человек
GeneID (человек)	966
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 49-128 человеческого CD59 (NP_000602.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13987
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодовый пакет