

Поликлональное Антитело Против Cd62P/P-Селектина Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P16109

Артикул: CM0015517



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CD62P/P-селектина от CamelBio нацелено на внеклеточный домен (а.о. 220-319). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с Р-селектином человека и мыши (91 кДа). Поддерживает исследования в области воспаления, тромбоза и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD62P/P-селектину
Примечания/Альтернативные названия	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-селектин
Вид	Человек
ID гена (человек)	6403
ID гена	6403
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-319 человеческого CD62P/P-селектина (NP_002996.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16109
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	С холодоэлементом