


Моноклональное Антитело Против Cd63 Для Вб, Игх-П, Ифа — P08962

Артикул: CM0003142



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD63, валидированное для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Направлено против человеческого CD63 (гранулофизин, LAMP-3) — тетраспанина, участвующего в клеточной адгезии, сигналинге и биологии экзосом. Идеально подходит для исследований рака и экзосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD63
Примечания/алиасы	MLA1, ME491, LAMP-3, OMA81H, TSPAN30, CD63
Вид	Человек
GeneID (человек)	967
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 103–203 человеческого CD63 (NP_001771.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08962
Молекулярная масса белка	17 кДа/23 кДа/25 кДа
Доставка	С ледяным пакетом