

Кроличья Моноклональная Антитело К Cd66A/Ceacam1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa — P31809

Артикул: CM0009489



введение

Кроличья моноклональная антитела, направленная против мышиноного CD66a/CEACAM1, валидирована для WB, IF-P, IHC-P, FC и ELISA, проявляет перекрестную реактивность с крысами. Идеально подходит для исследования иммунной регуляции, клеточной адгезии и изучения коронавирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD66a/CEACAM1 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Вид	Мышь
GeneID (человек)	634
GeneID	26365
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 35–428 мышиноного CD66a/CEACAM1a (NP_001034274.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P31809
Молекулярная масса белка	57кДа/50кДа/37кДа/30кДа
Доставка	Холодовый пакет