

Кроличья Полимональная Антитела Polymab® Против Cd68 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa – P34810 / P31996

Артикул: CM0005427

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к CD68, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий и мышинный макросиалин (Lamp4, gp110, Scard1) – лизосомальный/эндосомальный мембранный гликопротеин, участвующий в фагоцитарной активности макрофагов и адгезии опухолевых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья PolymAb® против CD68
Примечания/Алиасы	Lamp4; gp110; Scard1
Вид	Человек/Мышь
ID гена (Человек)	968
ID гена	968/12514
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого/мышинного CD68
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P34810/P31996
Молекулярная масса белка	70-130 кДа
Доставка	Сумка-холодильник