

Поликлональные Антитела Против Cd73/Nt5E Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин) И Ифа - P21589

Артикул: CM0020884



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CD73/NT5E, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ на парафиновых срезах и ИФА. Распознают экто-5'-нуклеотидазу CD73 человека, мыши и крысы. Подходят для иммунодетекции этого фермента клеточной мембраны, закрепленного за GPI и участвующего в гидролизе нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против CD73/NT5E
Примечания/Псевдонимы	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CAJA; CD73/NT5E
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4907
ID гена	4907
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-264 человеческого CD73/NT5E (NP_002517.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21589
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	Сумка со льдом