

Анти-CD90.1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P01831

Артикул: CM0020585

введение

Поликлональные кроличьи антитела против мышиного CD90.1 (Thy1.1) для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Нацелены на мембранный гликопротеин Thy-1, закрепленный через GPI, участвующий в клеточной адгезии и синаптогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD90.1 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; CD90.1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	7070
ID гена (Мышь)	21838
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-120 мышиного CD90.1 (NP_033408.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01831
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом