

Моноклональное Антитело К Cd90/Thy1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Elisa - P04216

Артикул: CM0002795

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD90/Thy1 (UniProt P04216) для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Определяет Thy-1 мембранный гликопротеин человека и крысы, участвующий в межклеточных взаимодействиях и синаптогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD90/Thy1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7070
ID гена	7070
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CD90/Thy1 (P04216)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04216
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом