


Антитело Кролика Моноклональное Anti-Cd97 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P48960

Артикул: CM0007119



введение

Моноклональное антитело кролика Anti-CD97 для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Специфично к человеческому CD97, адгезионному GPCR, участвующему в миграции лейкоцитов и воспалительных реакциях. Предполагаемая молекулярная масса: 92 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD97 кролика mAb
Примечания/Псевдоним	CD97; TM7LN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	976
GeneID	976
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-398 человеческого CD97 (NP_510966.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48960
Масса белка	92 кДа
Доставка	Сумка со льдом