


Кроличья Моноклональная Антитело Против Cda Для Ihc-P, Fc (Внутриклеточный), Ифа — P32320

Артикул: CM0005965



введение

CamelBio предлагает кроличью моноклональную антитело против CDA, валидированную для ИHC-P, FC (внутриклеточный), ИФА. Реагирует с CDA человека и мыши — цитидиндеаминой, участвующей в пути восстановления пиримидинов. Рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАнтитело против CDA
Примечания/синонимы	CDD; CDA
Вид	Человек
ID гена (человек)	978
ID гена	978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-146 человеческого CDA (NP_001776.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, FC (внутриклеточный), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P32320
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Ледяной пакет