

Моноклональное Антитело Против Cdc42Ep1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q00587

Артикул: CM0002799

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CDC42EP1 (BORG5/MSE55), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований актина цитоскелета и эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC42EP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CEP1; BORG5; MSE55; CDC42EP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	11135
GeneID	11135
Иммуноген	Синтетический пептидид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 292-391 человеческого CDC42EP1 (Q00587).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00587
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом