


Анти-Cdca8 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q53HL2

Артикул: CM0013098



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против CDCA8 (Borealin), валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований митотической регуляции и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDCA8 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55143
GeneID	55143
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого CDCA8 (NP_060571.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q53HL2
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом