

Анти-Cdh19 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9H159

Артикул: CM0014929

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CDH19 (Кадгерин-19), валидированное для WB и ELISA. Подходит для изучения клеточной адгезии и сортировки тканей, с перекрестной реактивностью к образцам человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDH19 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	CDH7; CDH7L2; CDH19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	28513
GeneID	28513
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-440 человеческого CDH19 (NP_066976.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H159
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Сумка со льдом