

Поликлональное Антитело Против Cdk11B Для Wb, If/Icc, Elisa - P21127

Артикул: CM0015214



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CDK11B, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции и сплайсинга, клеточного цикла и функции центромер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK11B Rabbit pAb
Примечания/синонимы	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
Вид	Человек
GeneID	984
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого CDK11B (NP_277021.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P21127
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия транспортировки	Хладагент