

Поликлональное Антитело Против Cdk19 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Bwu1

Артикул: CM0023741

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CDK19 — киназный компонент медиаторного комплекса, участвующий в регуляции транскрипции. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований транскрипции и киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDK19 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CDK11; DEE87; CDC2L6; EIEE87; bA346C16.3; CDK19
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	23097
Gene ID	23097
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого CDK19 (XP_005266928.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BWU1
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом