


Поликлональные Антитела Против Cdkn1B/P27Kip1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46527

Артикул: CM0017717



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CDKN1B/p27KIP1, валидированные для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обнаруживают антигены человека, мыши и крысы. Ингибитор циклин-зависимой киназы, регулирующий прогрессию клеточного цикла; необходим для остановки в фазе G1. Подходит для исследований опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDKN1B/p27KIP1 кроличьи пАт
Примечания/Альясы	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1027
GeneID	1027
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-198 человеческого CDKN1B/p27KIP1 (NP_004055.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46527
Молекулярная масса белка	22кДа
Доставка	Хладоэлемент