

Поликлональные Антитела Против Сер55 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q53Ez4

Артикул: CM0028718



введение

Кроличы поликлональные антитела против CEP55, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на центросомальный белок массой 55 кДа, играющий ключевую роль в выходе из митоза и цитокинезе; идеально подходят для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CEP55 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CT111; MARCH; URCC6; C10orf3; CEP55
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55165
ID гена	55165
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого CEP55 (NP_060601.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q53EZ4
Молекулярная масса белка	54кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент