

Анти-Cereblon (Crbn) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Sw2

Артикул: CM0030958



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого цереблona (CRBN), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой, подходят для изучения убиквитин-зависимой деградации, нейробиологии и иммуномодуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRBN кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MRT2; MRT2A; CRBN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51185
ID гена	51185
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого CRBN (NP_057386.2?).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96SW2
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом