


Поликлональные Антитела Против Церулоплазмينا Для Wb, If/Icc, Elisa - P00450

Артикул: CM0029962



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого церулоплазмينا, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы; подходят для исследований метаболизма железа и транспорта меди.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Церулоплазмин, кроличьи пАт
Примечания/алиасы	CP-2; AB073614; Ceruloplasmin
Вид	Человек
GeneID (человек)	1356
GeneID	1356
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 366-572 церулоплазмينا человека (NP_000087.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00450
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего элемента