

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cetn2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P41208

Артикул: CM0020086



введение

Кроличья поликлональная антитело к CETN2, валидированная для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Белок CETN2 участвует в функции центросом, репарации ДНК и экспорте мРНК. Идеально подходит для исследований клеточной биологии и стабильности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CETN2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CALT; CEN2; CETN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1069
ID гена	1069
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-172 белка CETN2 человека (NP_004335.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41208
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет