

Поликлональные Антитела Против Cetn3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15182

Артикул: CM0025730

введение

Кроличьи поликлональные антитела против CETN3, валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелены на центрин-3, компонент centrosомы и ядерных пор, участвующий в экспорте мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CETN3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CEN3; CDC31; CETN3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1070
ID гена	1070
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-167 человеческого CETN3 (NP_004356.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15182
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом