

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cfhr5 Для Wb, Elisa - Q9Bxr6

Артикул: CM0017322

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к человеческому CFHR5 (FHR5), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований регуляции комплемента и гемолитико-уремического синдрома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CFHR5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	FHR5; CFHL5; FHR-5; CFHR5D; CFHR5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	81494
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450–569 человеческого CFHR5 (NP_110414.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BXR6
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом