

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cfl2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Исс, Ифа - Q9Y281

Артикул: CM0026036



введение

Кроличья поликлональная антитело против кофилина-2, валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным CFL2. Идеально подходит для исследований динамики мышечного актина и немалиновой миопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CFL2 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	NEM7; CFL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1073
GeneID	1073
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-166 человеческого CFL2 (NP_068733.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y281
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом