

Поликлональное Антитело К Кемерину Кролика Для Wb, Elisa - Q9Dd06

Артикул: CM0030257

введение

Кроличье поликлональное антитело к мышистому кемерину (Rarres2), валидированное для вестерн-блока и ELISA. Реагирует с мышами и крысами. Подходит для исследования адипокинов, воспаления и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к кемерину
Примечания/алиасы	0610007L05Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	5919
ID гена	71660
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 21-162 мышиногo кемерина (NP_082128.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9DD06
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С ледяным пакетом