


Поликлональное Антитело Кролика Против Chia Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bzр6

Артикул: CM0030168



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на кислую хитиназу млекопитающих (CHIA) человека, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Используется для исследований метаболизма хитина, Th2-иммунитета и воспаления легких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CHIA
Примечания/Альтернативные названия	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Вид	Человек
GeneID (человек)	27159
GeneID	27159
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-368 человеческого CHIA (NP_001244932.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZP6
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом