


Кроличья Поликлональная Антитела Против Chmp1B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - Q7Lbr1

Артикул: CM0025625



введение

Кроличья поликлональные антитела к CHMP1B для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Обнаруживают CHMP1B человека, мыши и крысы, ключевой компонент ESCRT-III, участвующий в эндосомальном сортинге и цитокинезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к CHMP1B
Примечания/Альтернативные названия	Vps46B; C10orf2; C18orf2; CHMP1.5; Vps46-2; C18-ORF2; hVps46-2; CHMP1B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57132
ID гена	57132
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-199 белка CHMP1B человека (NP_065145.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7LBR1
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом