


Поликлональные Антитела Против Chmp6 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q96Fz7

Артикул: CM0029974



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CHMP6, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ и ИФА; обнаруживают человеческий и мышиный CHMP6, компонент ESCRT-III, участвующий в эндосомальной сортировке и формировании МВП. Идеально подходят для исследований мембранного транспорта и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHMP6 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	VPS20; CHMP6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79643
ID гена	79643
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 111-200 человеческого CHMP6 (NP_078867.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96FZ7
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	В ледяном пакете