

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Chrfam7A Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q494W8

Артикул: CM0014776

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на химерный белок человека CHRFAM7A. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для нейробиологических исследований экспрессии гиппокампальных мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHRFAM7A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
Вид	Человек
ID гена	89832
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 белка CHRFAM7A человека (NP_647536.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q494W8
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике