

Поликлональные Антитела Против Chrng Для Вестерн-Блота, Ифа - P07510

Артикул: CM0028088

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против гамма-субъединицы рецептора ацетилхолина человека (CHRNA3).
Валидированы для Вестерн-блота и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований ионных каналов и нервно-мышечных синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CHRNA3 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CHRNA3; CHRNA3
Вид	Человек
ID гена (человек)	1146
ID гена	1146
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 328-517 CHRNA3 человека (NP_005190.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07510
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодильный пакет