


## Поликлональные Кроличьи Антитела Против Anti-Ciao1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O76071

Артикул: CM0030507



### введение

Валидированные поликлональные кроличьи антитела против CIAO1 для WB и ELISA, нацеленные на человеческий CIAO1 (CIA1/WDR39), цитозольный фактор сборки железо-серных кластеров; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований биогенеза Fe/S белков и сегрегации хромосом.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CIAO1 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Примечания/Псевдоним      | CIA1; WDR39; CIAO1                                                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 9391                                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 9391                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-339 человеческого CIAO1 (NP_004795.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                     |
| SWISS                     | O76071                                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 38кДа                                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                                                        |