

Поликлональные Антитела К Cideb Для Wb, Elisa — Q9Uhd4

Артикул: CM0019387



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CIDEB человека, валидированные для методов WB и ELISA. Обнаруживают эндогенный CIDEB в исследованиях липидных капель, обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Подходят для исследований биологии гепатоцитов и созревания ЛПОНП (VLDL).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CIDEB Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CIDEB; активатор клеточной смерти CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
Вид	Человек
GeneID (человек)	27141
GeneID	27141
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-160 CIDEB человека (NP_001305736).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9UHD4
Молекулярная масса	25 кДа
Транспортировка	Хладопакет