

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cish Для Wb И Ифа — Q9Nse2

Артикул: CM0027348

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого CISH, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. CISH регулирует цитокиновую сигнализацию путем ингибирования пути JAK-STAT, идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CISH Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Вид	Человек
ID гена (человек)	1154
ID гена	1154
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NSE2
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом