

Анти-Клаудин-4 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ip, Elisa - O14493

Артикул: CM0005513



введение

CamelBio предлагает высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Клаудина-4, валидированное для WB, IP и ELISA. Идеально подходит для исследований плотных контактов и изучения рецептора CPE.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Клаудин-4 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	CLDN4; CPE-R; CPER; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; claudin-4
Вид	Человек
GeneID (человек)	1364
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 111-209 человеческого Клаудина-4 (NP_001296.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14493
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом