


Поликлональные Антитела Против Clcn1 Для Вб, Игп, Ифа - P35523

Артикул: CM0025612



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CLCN1 (P35523) представляют собой поликлональные антитела, нацеленные на хлоридный канал белок 1 человека. Валидированы для ВБ, ИГП, ИФА, имеют перекрестную реактивность с человеком, мышью и крысой. Поддерживают исследования возбудимости скелетных мышц и канальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи рAb к CLCN1
Примечания/Алиасы	CLC1; CLCN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1180
GeneID	1180
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 779-988 человеческого CLCN1 (NP_000074.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35523
Молекулярная масса белка	109 кДа
Доставка	Холодовой пакет