


Поликлональное Антитело Krabbit Против Clcn7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P51798

Артикул: CM0027875



введение

Поликлональное антитело krabbit против CLCN7, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает белок CLCN7 (CLC-7) в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований лизосомальной ацидификации, транспорта хлоридов и остеопетроза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело krabbit против CLCN7
Примечания/Алиасы	HOD; CLC7; CLC-7; OPTA2; OPTB4; PPP1R63; CLCN7
Вид	Человек
GeneID (человек)	1186
GeneID	1186
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 626-805 CLCN7 человека (NP_001278.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51798
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Хладоэлемент