

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Cldn11 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - O75508

Артикул: CM0017791

### введение

Кроличьи поликлональные антитела CLDN11, разработанные для применения в WB, IHC-P, ELISA. Распознают CLDN11 человека, мыши и крысы — компонент плотных контактов, участвующий в межклеточной адгезии. Идеальны для исследований в нейробиологии и изучения барьерных функций.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличьи pAb к CLDN11                                                                                                    |
| Примечания/Альтернативные названия | OSP; OTM; HLD22; CLDN11                                                                                                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                                  |
| ID гена                            | 5010 (Человек)                                                                                                           |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CLDN11 (NP_005593.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                  |
| Применение                         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                     |
| SWISS                              | O75508                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка           | 22 кДа                                                                                                                   |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                        |