


Поликлональные Антитела Против Clec3B/Тетранектина Для Иф/Мцк, Ифа - P05452

Артикул: CM0025057



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CLEC3B/Тетранектина, подходящие для ИФ/МЦК и ИФА. Нацелены на секретируемый С-тип лектина, участвующий в связывании плазминогена, функции сетчатки и экзоцитозе. Идеально подходят для изучения взаимодействий белков плазмы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLEC3B/Тетранектин Кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Тетранектин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7123
GeneID	7123
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-202 человеческого CLEC3B/Тетранектина (NP_003269.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05452
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом