

Поликлональные Антитела Против Clec7A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Vxn2

Артикул: CM0026675

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CLEC7A (Dectin-1). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с человеческим, мышиным и крысиным белками. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета, распознавания грибов и бета-глюкановой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLEC7A Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BGR; CD369; CANDF4; SCARE2; DECTIN1; CLECSF12; CLEC7A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64581
GeneID	64581
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 140-240 человеческого CLEC7A (NP_922938.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BXN2
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент