

Поликлональные Антитела Против Clstn3 Для Вб, Ифа - Q9Vqt9

Артикул: CM0013051

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой калсинтенина-3 (CLSTN3), подходящие для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает мышиный CLSTN3, прогнозируемая молекулярная масса белка составляет 106 кДа. Идеально подходит для исследований биологии синапсов и термогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	CLSTN3 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	CSTN3; CDHR14; alcbeta; CLSTN3
Вид	Человек
GeneID (человек)	9746
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 730-850 человеческого CLSTN3 (NP_055533.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9VQT9
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	Аккумулятор холода