

Поликлональные Антитела Против Cnmd Для Вб, Ифа — 075829

Артикул: CM0023317

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CNMD (CHM1/LECT1), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Регулирует рост хондроцитов и ангиогенез; подходит для исследований скелетного развития и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CNMD Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CHM1; CHM-I; LECT1; BRICD3; MYETS1; CNMD
Вид	Человек
ID гена (человек)	11061
ID гена	11061
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот с 75 по 334 позицию человеческого CNMD (NP_008946.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75829
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодовой пакет